

DUO

DUO 2V DUO 2

DUO

- pre jednu stomatologickú súpravu (kombinácia kompresora DK50 PLUS s jednou odsávačkou)
- dla jednego unitu stomatologicznego (kombinacja kompresora DK50 PLUS z jednym ssakiem)
- для одной стоматологической установки (компрессор DK50 PLUS с одним отсасывающим агрегатом)

DUO 2V

- pre jednu až dve stomatologické súpravy (kombinácia kompresora DK50 2V s jednou odsávačkou)
- dla jednego lub dwóch unitów stomatologicznych (kombinacja kompresora DK50 2V z jednym ssakiem)
- от одной до двух стоматологических установок (компрессор DK50 2V с одним отсасывающим агрегатом)

DUO 2

- pre dve stomatologické súpravy (kombinácia kompresora DK50 2V s dvoma odsávačkami)
- dla dwóch unitów stomatologicznych (kombinacja kompresora DK50 2V z dwoma ssakami)
- для двух стоматологических установок (компрессор DK50 2V с двумя отсасывающими агрегатами)

DUO/M, DUO 2V/M, DUO 2/M

- so sušičom a automatickou regeneráciou
- z osuszaczem i automatyczną regeneracją
- с осушителем (с автомат. регенерацией)

kompresor s odsávačkou v jednom
kompresor i ssak razem
компрессор с отсасывателем в одном корпусе



Technické údaje	DUO	DUO 2V	DUO 2
Menovité napätie (V/Hz)	230V 50 (60)	230V 50 (60)	230V 50 (60)
Výkonnosť kompresora (L.min ⁻¹ /5 bar)	75	140	140
Pracovný tlak kompresora (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Maximálny prietok odsávačky (L.min ⁻¹)	1100	1100	2 x 1100
Objem vzdušníka (lit.)	25	25	25
Hlučnosť(dB [A])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

* Iné pracovné tlaky na požiadanie.

Parametry techniczne	DUO	DUO 2V	DUO 2
Napięcie znamionowe (V/Hz)	230V 50 (60)	230V 50 (60)	230V 50 (60)
Wydajność kompresora (L.min ⁻¹ /5 bar)	75	140	140
Robocze ciśnienie kompresora (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Maksymalny przepływ ssaka (L.min ⁻¹)	1100	1100	2 x 1100
Pojemność zbiornika (lit.)	25	25	25
Głośność (dB [A])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie.

Технические параметры	DUO	DUO 2V	DUO 2
Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230V 50 (60)	230V 50 (60)	230V 50 (60)
Производительность компрессора (л.мин ⁻¹ /5 бар)	75	140	140
Рабочее давление компрессора (бар)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
максимал. расход отсасывателя (л.мин ⁻¹)	1100	1100	2 x 1100
Объем ресивера (л)	25	25	25
Уровень шума (дБ [А])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

* Другие рабочие давления для запроса.